

Efeitos colaterais

Uma sensação de ardor temporária pode acontecer quando o produto entrar em contato com a mucosa oral.

Aplicação

Fluor Protector N é aplicado por dentistas e profissionais dentais.

Nota: As crianças abaixo da idade de sete anos, que usam flúor, de modo sistêmico (tabletes de flúoreto), devem omitir este tratamento durante vários dias após o tratamento com Fluor Protector N, para evitar a overdose de flúor.

Geralmente, o Fluor Protector N deve ser aplicado com intervalos de seis meses. Nos casos de altos riscos de cáries ou de erosões, podem ser indicados intervalos mais curtos. Os conteúdos dos frascos são suficientes para até 30 conjuntos de dentes.

Passos do procedimento

1. Limpar as superfícies dos dentes.
2. Criar um campo de trabalho seco (p.ex., com rolos de algodão ou de algodão de estufa de lã).
3. Por a quantidade exigida em um dappen, ou recipiente semelhante, e fechar o frasco.
4. Aplicar uma fina camada de verniz, com o auxílio de um aplicador ou de uma escova.
5. Deixar o verniz secar durante um minuto. Depois disso, remover os rolos de algodão.
6. Terminado o tratamento, pedir ao paciente para cuspir fora os conteúdos da boca, sem enxaguar.

Aviso para os pacientes

Os pacientes não devem comer e beber durante uma hora, depois de terminado o tratamento com o Fluor Protector N.

Armazenamento

- Após o uso, fechar o frasco de modo imediato e cuidadoso.
- O produto é altamente inflamável e deve ser mantido longe de fontes de ignição.
- Não usar o material depois da data indicada de vencimento.
- Armazenar o produto a 2–28 °C (36–82 °F).

Manter o material fora do alcance das crianças! Somente para uso odontológico!

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as Instruções de Uso. O fabricante não é responsável pelos danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Além disso, o usuário está obrigado a comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se este material é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nas Instruções de Uso.

Türkçe

Kullanma Talimatı

Tanımı

Fluor Protector N desensitizasyon ve çürük profilaksisi amacıyla kullanılan florür içerenli bir koruyucu verniktir.

Bileşimi

Etanol, su, film oluşturu, aroma maddeleri, %1,5 amonyum florür (7700 ppm florüre denktir).

Endikasyon

- Aşırı duyarlı diş boyunlarının tedavisi
- Minenin asit dencinin artırılması

- Uzun süreli çürük profilaksisi
- Beyazlatma (bleaching) sonrası

Kontrendikasyon

Fluor Protector N'nin içerdiği maddelerden birine karşı bilinen bir alerji olması durumunda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Yan etkileri

Ağız mukozasıyla temasında kısa süreli, hafif, geçici bir yanma oluşabilir.

Uygulama

Fluor Protector N diş hekimii veya diş hekimliği personeli tarafından uygulanır.

Not: Sistemik florür takviyesi (florür tableti) alan 7 yaşın altındaki çocuklarda aşırı florür dozajına meydan vermemek için tablet kullanımı Fluor Protector N uygulamasının ardından birkaç günlüğüne kesilmelidir.

Fluor Protector N normal olarak altı ayda bir uygulanır. Yüksek diş çürüme riski veya erozyon riski olan durumlarda daha sık aralıklar endikedir. Şişe içeriği, 30 tam diş takımına kadar yeterlidir.

Uygulama adımları

1. Diş yüzeylerini temizleyin.
2. Uygulama alanını nispeten kuru bir hale getirin (örn. pamuk rulo veya pamuk kompres ile).
3. Gerekli miktarda verniği bir dappen dish veya benzer bir kaba aktarın ve şişeyi kapatın.
4. Bir aplikatör veya fırça aracılığıyla ince bir vernik tabakası uygulayın.
5. Verniği 1 dakika kurutun, ardından pamuk ruloları çıkarın.
6. Tedavinin ardından ağız hemen yıkanmamalı, sadece tükürülmelidir.

Hastalar için öneriler

Hastalar Fluor Protector N uygulamasının ardından bir saat süreyle hiçbir şey yememeli ve içmemelidirler.

Depolama ve saklama ile ilgili hususlar

- Şişeyi kullanımdan sonra derhal dikkatlice kapatın.
- Kolay alev alır, tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.
- Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
- 2–28 °C arası sıcaklıkta muhafaza edin.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın! Sadece diş hekimliğinde kullanılmak içindir!

Bu madde sadece diş hekimliği kullanımı için geliştirilmiştir. Uygulamada, kullanma talimatına riayet edilmelidir. Belirli kullanma alanı ve kullanma talimatının izlenmediği durumlarda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Talimatta belirtilen haricindeki kullanım ve denemelerin sonuçlarının kullanma sorumludur. Tanımlama ve bilgiler garanti anlamına gelmediği gibi bir bağlayıcılığı da yoktur.

Русский

Инструкция

Описание

Fluor Protector N – это защитный лак, содержащий фтор, для десенсибилизации и профилактики кариеса.

Состав

Этанол, вода, пленкообразующий агент, ароматизаторы, фторид аммония 1,5% (соответствует 7700 ppm фтора).

Показания

- лечение гиперчувствительных шеек зубов
- повышение резистентности эмали зубов к кислотам
- долгосрочная профилактика кариеса
- после отбеливания зубов

Противопоказания

При известной аллергии на компоненты Fluor Protector N от его нанесения следует отказаться.

Побочное действие

При контакте со слизистой оболочкой может возникнуть кратковременное легкое жжение, которое со временем проходит.

Применение

Нанесение Fluor Protector N производится врачом-стоматологом или персоналом стоматологической клиники.

Указание: в случае детей младше 7 лет, которые систематически получают фтор (таблетки со фтором), прием таких таблеток следует на несколько дней приостановить после применения Fluor Protector N, чтобы избежать передозировки фтора.

В обычном случае нанесение Fluor Protector N проводится один раз в полгода. При высоком риске заболевания кариесом или эрозии показаны более короткие интервалы нанесения. Содержимого бутылочки хватает для нанесения на 30 полных зубных рядов.

Шаг за шагом

1. очищение поверхности зуба
2. относительное высушивание области нанесения (например, ватными тампонами).
3. необходимое количество выложить на стекло или подобную подставку, бутылочку закрыть.
4. нанести лак тонким слоем с помощью аппликатора или кисточки.
5. лак оставить сохнуть в течение 1 мин., затем удалить ватные тампоны
6. сразу же после лечения рот не полоскать, только сплюнуть.

Совет для пациента

После нанесения Fluor Protector N в течение часа нельзя принимать пищу и напитки.

Условия хранения

- бутылочку после использования сразу же тщательно закрывать
- горюч. Хранить вдали от источников тепла.
- по истечении срока годности материал не использовать
- хранение при 2–28°C

Хранить в месте, недоступном для детей! Для использования только в стоматологии

Продукт был разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не указаны в инструкции по использованию.

www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent
clinical