

A03

Бандаж абдоминальный Тупор 8"/20 см фиксирует мышцы живота, улучшая их тонус и снижая внутрибрюшное давление. Изделие также содействует уменьшению послеоперационного давления на область швов, что способствует более быстрому и качественному их заживлению.

КОНСТРУКЦИЯ

Изготовлен из эстетичной серо-бирюзовой пористой ортопедической ленты особой прочностью, содержащей термостойкий каучук с высоким модулем упругости. Застежки-липучки обеспечивают идеальную посадку бандажа на талии, регулируемую компрессию, а также быстрый и удобный процесс надевания и снятия. Гибкие вставки предотвращают образование складок и скручивание бандажа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Защита и фиксация хирургических швов в области живота.
- Послеоперационная поддержка мышц грудной клетки и брюшной полости.
- Используется как универсальное средство для утягивания живота, сжатия брюшной области и придания стройного вида.
- Для женщин после родов: восстановления тонуса ослабленных мышц живота и возвращения талии к размерам, бывшим до беременности.
- Пупочная и вентральная грыжи.
- Поддержка после гистерэктомии

ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает мышцы живота, уменьшая боль.
- Улучшает кровообращение в области хирургического вмешательства, способствуя заживлению и снижению отека.
- Обеспечивает комфорт во время физической активности.
- Укрепляет мышцы живота.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Изделие можно носить как под одеждой, так и поверх неё.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дышащие материалы.
- Дермофильный.
- Не скручивается, не собирается в складки.
- Прочный.

СОСТАВ

Полиэтилен, Полиамид, Каучук, Полиуретан.

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят

- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застежки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застежки-липучки. Убедитесь, что метка «UP» (верх) соответствует правильному положению изделия.
2. Оберните бандаж вокруг талии, удерживая его в вертикальном положении и правильно располагая на теле.
3. Центральная вставка бандажа должна быть выровнена по линии позвоночника. Нижний край бандажа должен совпадать с основанием позвоночника.
4. Застегните застежки-липучки, начиная с нижней, до достижения необходимой, но комфортной степени компрессии.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India