

Бандаж для беременных Tynor

Бандаж для беременных Tynor – это специально разработанное изделие, которое обеспечивает комфорт и поддержку живота во время беременности. Поддерживая живот, бандаж снижает нагрузку на поясницу, способствует сохранению естественного изгиба позвоночника, уменьшает болевые ощущения и улучшает осанку. Регулируемый дизайн позволяет адаптироваться к увеличению объёма живота на протяжении всей беременности.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж изготовлен из лёгкого, пористого монофиламентного эластичного материала для обеспечения оптимальной поддержки. Анатомическая форма изделия обеспечивает удобную посадку по талии. Брюшная панель на передней стороне минимизирует давление на плод и поддерживает живот. Эластичный поддерживающий ремень обеспечивает надёжную фиксацию и помогает удерживать изделие на месте. Широкая застёжка-липучка обеспечивает идеальную посадку, облегчает надевание и снятие бандажа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержка живота во время беременности.
- Комфорт для беременных женщин во время длительных рабочих часов и путешествий.
- Ослабленные мышцы живота.
- Усталость от неправильной осанки.
- Механическое напряжение, вызванное неправильной осанкой.

ОСОБЕННОСТИ

- Изогнутая модель обеспечивает мягкую поддержку.
- Воздухопроницаемый материал гарантирует комфорт при ношении.
- Широкие застёжки-липучки облегчают надевание и позволяют регулировать размер.
- Передняя панель поддерживает живот и способствует правильной осанке.
- Регулируемый ремень обеспечивает удобную и индивидуальную посадку бандажа.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Следите за тем, чтобы эластичные панели не оказывали давления на плод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изогнутая модель обеспечивает мягкую поддержку.
- Дышащий.
- Элегантный дизайн.
- Идеальный комфорт.

СОСТАВ

Полиэстер, Каучук, Нейлон, Полиуретан

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжки-липучки на биндаже.
2. Оберните вокруг себя брюшную панель, расположив её под животом.
3. Оберните вокруг себя заднюю панель и закрепите застёжки-липучки на передней брюшной панели.
4. Закрепите поддерживающий ремень вокруг живота. Важно убедиться, что эластичные панели не оказывают давления на плод.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India