

Корректор осанки Tynor Sleek

Корректор осанки Tynor Sleek – это научно разработанное изделие, которое улучшает осанку, мягко отводя плечи назад и выравнивая позвоночник. Данный корректор облегчает болевые ощущения, связанные с плохой осанкой. Утончённый дизайн делает его подходящим для ношения под одеждой.

КОНСТРУКЦИЯ

Изготовлен из высококачественного долговечного неопрена, обеспечивающего эффективную поддержку и комфорт и отличную эстетику. Регулируемые застёжки-липучки сделаны из спандекса и полиэстера, что позволяет пользователю комфортно адаптировать их. Благодаря использованным качественным материалам корректор осанки выглядит эстетично.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Коррекция осанки.
- Выравнивание позвоночника.
- Поддержка ключиц.
- Коррекция осанки.
- Поддержка при сколиозе.
- Перетренировка спины.
- Облегчение боли в шее и плечах

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный ремень для индивидуальной корректирующей силы.
- Утончённый дизайн позволяет носить изделие под одеждой.
- Воздухопроницаемая внутренняя ткань обеспечивает хорошую вентиляцию.
- Лёгкий и дышащий для оптимального комфорта.
- Регулируемые застёжки-липучки для плотной и надёжной фиксации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Утончённый дизайн.
- Коррекция осанки.
- Индивидуальная посадка.
- Дышащий материал.
- Легкость при надевании

СОСТАВ

Полиэстер, Спандекс, Неопрен, Нейлон

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой.

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Застегните плечевые ремни в соответствии с требуемой корректирующей силой на петлях, расположенных на плечевом ремне.
2. Вставьте обе руки поочередно в плечевые ремни, как при надевании рюкзака.
3. С помощью застёжек-липучек установите корректирующую силу и зафиксируйте их в требуемом положении.
4. Убедитесь, что плечевой ремень находится на внешней стороне.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India