

Бандаж коленный эластичный

Бандаж коленный эластичный Тупог разработан с учетом научного подхода для обеспечения поддержки и стабильности коленного сустава. Он обеспечивает боковую стабилизацию, имитируя естественные движения колена.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж коленный эластичный Тупог изготовлен из прочной эластичной ткани и оснащен жесткими шинами с двухосными алюминиевыми шарнирами. Верхние и нижние застёжки-липучки обеспечивают плотную и удобную посадку.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Послеоперационное лечение и реабилитация
- Травмы связок: передней крестообразной (ACL), медиальной коллатеральной (MCL), задней крестообразной (PCL), латеральной коллатеральной (LCL)
- Повреждение мениска
- Пателлофemorальная патология
- Гипермобильность сустава
- Хронический остеоартрит
- Ослабленный или травмированный коленный сустав
- Реабилитация после перелома

ОСОБЕННОСТИ

- Жёсткие шины обеспечивают стабильность и поддержку
- Двухосевой шарнир сохраняет естественную подвижность коленного сустава
- Анатомическая форма повторяет контуры колена
- Открытая зона надколенника снижает давление на коленную чашечку
- Эластичный материал обеспечивает оптимальную компрессию
- Обёртывающая конструкция облегчает надевание
- Открытая задняя часть предотвращает образование складок и повышает комфорт
- Застёжки-липучки обеспечивают плотную и надёжную посадку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность и поддержка
- Оптимальная компрессия
- Снижение давления на надколенник
- Жёсткая шина с шарниром
- Амортизирующая подушка для надколенника
- Открытая зона надколенника
- Эластичный материал

СОСТАВ

Хлопок, Полиамид, Полиэстер, Полипропилен, Алюминий

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните все застёжки-липучки.
2. Оберните бандаж вокруг колена, расположив шарниры по бокам.
3. Совместите середину шарниров с центром коленного сустава. Убедитесь, что коленная чашечка комфортно располагается в открытой зоне для надколенника.
4. Застегните верхнюю и нижнюю застёжки-липучки, обеспечивая комфортную компрессию.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India