

## **Бандаж на коленный сустав Comfeel**

**Бандаж на коленный сустав Comfeel Tynor** (бандаж повышенной комфортности) имеет научно разработанную конструкцию, обеспечивающую компрессию и поддержку колена. Это эстетически продуманное изделие улучшает кровообращение вокруг колена и обеспечивает тепло, что способствует уменьшению боли и воспаления.

### **КОНСТРУКЦИЯ**

**Бандаж на коленный сустав Comfeel Tynor** изготовлен из комбинации нейлона и спандекса.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- Остеоартрит коленного сустава
- Мышечная слабость
- Отек и выпот в коленном суставе
- Послеоперационная реабилитация
- Посттравматическое восстановление
- Психологическая поддержка пожилых пациентов

### **ОСОБЕННОСТИ**

- Научный подход к дизайну обеспечивает оптимальную компрессию
- Анатомическая форма точно повторяет анатомию колена
- Воздушная трикотажная вязка обеспечивает хорошую воздухопроницаемость
- Эластичный спандекс обеспечивает плотную посадку
- Дерматологически безопасный нейлон гарантирует максимальный комфорт
- Мягкая область надколенника уменьшает давление на надколенник
- Изделие достаточно тонкое, что позволяет носить его под одеждой

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Оптимальная компрессия
- Снятие давления с надколенника
- Сохранение тепла
- Приятный внешний вид
- Мягкая область надколенника
- Простота надевания
- Воздушная трикотажная вязка
- Анатомическая форма

### **СОСТАВ**

Нейлон, Спандекс

### **ИНСТРУКЦИИ**

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
  - Нарушение чувствительности
  - Нарушение кровообращения
  - Аллергическая реакция или зуд
  - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.

- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

### **УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

### **КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- Наденьте наколенник более широкой частью кверху, используя простой способ надевания как носок. Убедитесь, что свободная зона для коленной чашечки расположена непосредственно над коленом.

#### **Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:**

ЧТУП «Нэйчрал Блис»  
Улица Немига ,40, офис 25/3  
220004 г.Минск  
Республика Беларусь

info@dinamed.by

#### **Производитель:**

Tynor Orthotics Private Limited  
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial  
Area, Mohali-160055, Punjab, India

#### **Производственная площадка:**

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS  
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India