

E05 & J04

Тупор E05 - Бандаж с двойной фиксацией на запястье

Тупор J04 - Бандаж для запястья неопреновый

Бандаж с двойной фиксацией на запястье Тупор и Бандаж для запястья неопреновый Тупор предназначены для обеспечения компрессии и поддержки запястья. Они согревают сустав запястья и способствуют уменьшению боли и воспаления.

КОНСТРУКЦИЯ

E05 (Бандаж с двойной фиксацией на запястье) – изготовлен из высококачественного монофиламентного эластичного материала с пористым ортопедическим плетением. Изделие содержит термостойкую резину с высоким модулем упругости, а также оснащено застежкой-липучкой.

J04 (Бандаж для запястья неопреновый) – изготовлен из высококачественного трёхслойного ламинированного неопрена и нейлона с системой застёжек-липучек UBL

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Послеоперационный период
- Реабилитация после снятия гипса
- Тендинит
- Теносиновит
- Артрит запястья
- Профилактическое использование
- Растяжения и вывихи
- Вывих лучезапястного сустава

ОСОБЕННОСТИ

- Неопрен обеспечивает тепло и поддержку
- Эластичный материал гарантирует оптимальную компрессию
- Дышащая ткань повышает комфорт
- Система двойной фиксации обеспечивает надежную посадку
- Обертывающая конструкция облегчает надевание
- Застёжка-липучка позволяет плотно фиксировать изделие
- Универсальный размер – подходит всем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная компрессия
- Отличная стабилизация запястья
- Высокий комфорт
- Плотная и надёжная фиксация
- Лёгкость в использовании
- Сохранение тепла
- Эластичная моноволоконная ткань
- Обертывающая конструкция
- Двойная застёжка-липучка
- Дышащая ткань
- Неопреновый материал
- Система застёжек-липучек UBL
- Эластичный материал

СОСТАВ

E05 – Полиамид, Полиэстер, Каучук

J04 – Полиамид, Неопрен

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжку-липучку.
2. Оберните изделие вокруг запястья и закрепите застёжку-липучку, регулируя степень компрессии для комфортного ношения.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India