

E06 & J03

Тупор Е 06 – Бандаж для запястья с поддержкой большого пальца

Тупор J 03 – Бандаж для запястья с поддержкой большого пальца неопреновый

Бандаж для запястья с поддержкой большого пальца Тупор и Бандаж для запястья с поддержкой большого пальца неопреновый Тупор предназначены для обеспечения компрессии и поддержки запястья. Они оказывают согревающий эффект на сустав запястья и способствуют снижению боли и воспаления.

КОНСТРУКЦИЯ

E06 (Бандаж для запястья с поддержкой большого пальца Тупор) изготовлен из высококачественного монофиламентного эластичного материала с пористой ортопедической сеткой, содержащей термостойкую резину с высоким модулем упругости. Изделие оснащено застежкой-липучкой для надежной фиксации.

J03 (Бандаж для запястья с поддержкой большого пальца неопреновый Тупор) изготовлен из высококачественной трехслойной склеенной неопреновой ткани и нейлона. Изделие оснащено застежкой-липучкой для надежной фиксации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Послеоперационный период
- Реабилитация после снятия гипса
- Тендинит
- Теносиновит
- Артрит запястья
- Профилактическое использование
- Растяжения и вывихи
- Вывих лучезапястного сустава

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный материал обеспечивает оптимальную компрессию
- Дышащая ткань повышает комфорт
- Застёжка-липучка позволяет плотно зафиксировать изделие
- Неопрен обеспечивает тепло и поддержку
- Анатомическое отверстие для большого пальца облегчает надевание
- Универсальный размер – подходит всем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная компрессия
- Повышенная стабильность запястья
- Высокий комфорт
- Плотная и надёжная фиксация
- Лёгкость в использовании
- Сохранение тепла
- Эластичная моноволоконная ткань
- Застёжка-липучка
- Дышащая ткань
- Неопреновый материал
- Анатомическое отверстие для большого пальца
- Система застёжек-липучек UBL
- Эластичная ткань

СОСТАВ

E06 — Полиамид, Полиэстер, Каучук

J03 — Полиамид, Неопрен

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжку-липучку.
2. Вставьте большой палец в отверстие для большого пальца и оберните изделие вокруг запястья.
3. Закрепите застёжку-липучку до комфортного уровня компрессии.

**Уполномоченный представитель
производителя в Республике Беларусь:**

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India