

Бандаж для колена неопреновый Sportif

Бандаж для колена неопреновый Sportif Tynor разработан для обеспечения компрессии и поддержки коленного сустава. Он способствует улучшению кровообращения в области колена и сохраняет тепло, что помогает уменьшить боль и воспаление. Специальное отверстие для надколенника поддерживает и фиксирует его в правильном положении.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж для колена неопреновый Sportif Tynor изготовлен из прочной трёхслойной неопреновой ткани с мягкой подкладкой. Изделие имеет переднее отверстие для надколенника. Бандаж легко надевать, застёжки-липучки надёжно его фиксируют.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Растяжения и ушибы коленного сустава
- Поддержка коленных суставов у пожилых пациентов
- Артритические заболевания коленного сустава
- Спортивные травмы
- Реабилитация после хирургических вмешательств

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный материал обеспечивает равномерную компрессию
- Неопреновая основа сохраняет тепло
- Перфорация материала обеспечивает вентиляцию и воздухообмен
- Анатомическое отверстие для надколенника поддерживает и фиксирует его
- Удобный дизайн (чулочного типа) для легкого надевания
- Застёжки-липучки обеспечивают плотную и комфортную фиксацию

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная компрессия
- Поддержка надколенника
- Сохранение тепла
- Четырёхсторонняя растяжимость
- Неопреновая основа
- Переднее отверстие для надколенника
- Перфорированные отверстия для вентиляции

СОСТАВ

Полиамид, Полиэстер, Неопрен

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжки-липучки.
2. Наденьте наколенник на коленный сустав, убедившись, что вырез для надколенника точно совпадает с его положением.
3. Застегните среднюю застёжку-липучку.
4. Затем застегните верхнюю и нижнюю застёжки, обеспечив комфортную, но эффективную компрессию.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчрал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India