

Бандаж на голеностопный сустав неопреновый

Бандаж на голеностопный сустав неопреновый Тупог предназначен для иммобилизации и поддержки голеностопного сустава. Он способствует заживлению, предотвращая лишние движения голеностопа.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж на голеностопный сустав неопреновый Тупог изготовлен из прочной трехслойной ткани на основе неопренового материала с полужесткой шиной. Оснащен удобной застежкой-липучкой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Хроническое растяжение голеностопа
- Растяжение связок голеностопа
- Нестабильность голеностопного сустава
- Повторяющиеся травмы голеностопа
- Подворачивание голеностопа
- Послеоперационное восстановление

ОСОБЕННОСТИ

- Полужесткая шина обеспечивает иммобилизацию и поддержку
- Эластичная ткань создает оптимальную компрессию
- Неопреновое покрытие обеспечивает оптимальное тепло
- Открытая пятка гарантирует правильное расположение пятки
- Противоскользящая подкладка предотвращает скольжение
- Обёртывающая конструкция изделия позволяет легко его надевать
- Изделие достаточно тонкое, что позволяет носить его с обувью

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная стабилизация лодыжки
- Подходит для правой/левой ноги
- Удержание тепла
- Полужесткая шина
- Неопреновое покрытие
- Открытая пятка
- Силиконовая подкладка
- Застежки-липучки

СОСТАВ

Полиамид, Полиэстер, Полиэтилен, Неопрен, Силикон

ИНСТРУКЦИИ

- Используйте это изделие по назначению квалифицированного врача.
- Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут следующие проблемы:
 - Нарушение чувствительности
 - Нарушение кровообращения
 - Аллергическая реакция или зуд
 - Болевые ощущения усиливаются или не проходят
- Проконсультируйтесь с врачом при одновременном использовании с другим медицинским изделием.
- Ненадлежащее использование изделия может привести к негативным последствиям и к снижению его эффективности.
- Внимательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте изделие ответственно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется застегнуть застёжки-липучки перед стиркой

Ручная стирка с использованием мягкого моющего средства при температуре не выше 30°C без отжима.

Сушить в тени на горизонтальной поверхности.

Не подвергать химической чистке.

Не гладить.

Не отбеливать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Расстегните застёжки-липучки.
2. Поставьте ногу на изделие так, чтобы пятка плотно вошла в специальное отверстие для нее.
3. Застегните нижнюю и верхнюю застёжки-липучки.
4. В последнюю очередь потяните и зафиксируйте среднюю застёжку-липучку для комфортной компрессии.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:

ЧТУП «Нэйчерал Блис»
Улица Немига ,40, офис 25/3
220004 г.Минск
Республика Беларусь

info@dinamed.by

Производитель:

Tynor Orthotics Private Limited
Plot No. 169-170, Sector 82, JLPL Industrial
Area, Mohali-160055, Punjab, India

Производственная площадка:

Plot No. A-15, First Floor, Sector 56, SAS
Nagar Mohali – 160055, Punjab, India

